



دستگاه میکرودرم خانگی

پاکسازی یکی از مهم‌ترین موارد در حفظ سلامت، زیبایی و شادابی پوست می‌باشد. بیرونی‌ترین لایه پوست اپی‌درم نام دارد که مرتب در حال تجدید و نوسازی است و سطح آن توسط پوست مرده، چربی‌ها و آلودگی‌های روزمره پوشیده شده است.

یکی از بهترین روش‌های پاکسازی پوست استفاده از میکرودرم ابریژن می‌باشد. با استفاده از این روش سطح پوست به وسیله سری میکروکریستالی ساییده می‌شود و همزمان مکش دستگاه تمام پوست مرده و کثیفی را از سطح پوست پاک می‌نماید.

این دستگاه برای استفاده روزانه مناسب است و برای کاربردهای متنوع، دارای سری‌های مختلف می‌باشد. میکرودرم‌ها دارای انواع کلینیکال و خانگی می‌باشند که نوع خانگی آن برای کاهش هزینه‌ها بسیار مقرون به صرفه است.



@ag.karafarini



www.ag777.com



شعبه تهران: ۰۲۱-۴۶۰۹۳۰۸۳-۶



شعبه اصفهان: ۰۳۱-۹۱۰۱۰۱۱۸



قابلیت های میکرودرم خانگی AG

چند کاره بودن:

میکرودرم خانگی ag علاوه بر قابلیت مکش و از بین بردن جوش های سرسیاه، دارای تکنولوژی پرتو آبی (ال ای دی تراپی)، سری لایه بردار، تمیز کننده منافذ پوستی، مکش چربی پوست و ... می باشد.

طراحی سری های قابل تعویض:

با توجه به استفاده شما سری های متنوعی برای دستگاه طراحی شده اند که قابل تعویض می باشند.

قابلیت تنظیم سرعت کارکرد:

تنظیمات متغیر دستگاه، با فراهم کردن امکان فعال سازی شدت مکش کم، متوسط و زیاد قدرت متناسب با نیاز شما را فراهم می کند.

شستشوی راحت:

سری های مختلف دستگاه به راحتی قابل جداسازی و شستشو هستند. در قسمت نازل دستگاه یک فیلتر مخصوص برای جلوگیری از ورود آلودگی ها و سلول های مرده پوست به داخل دستگاه موجود است که بعد از چندبار استفاده و کثیف شدن قابلیت تعویض دارد.

کوچک و قابل حمل:

دستگاه میکرودرم قابل شارژ شدن است و کوچک، سبک و قابل حمل می باشد.

باتری کم مصرف و شارژ آسان:

دستگاه میکرودرم AG با کابل یو اس بی شارژ می شود و قابل اتصال به همه پورت های یو اس بی می باشد.





مصرفی سری های دستگاه میکرودرم خانگی:

- سری میکروکریستالی:

این سری با استفاده از میکروکریستال ها میزان سایش و قدرت لایه برداری پوست های مرده بر روی سطح پوست را افزایش می دهد و باعث تحریک کلاژن سازی و جوان سازی پوست و همچنین جذب حداکثری محصولات مراقبتی می گردد. با استفاده از این سری می توان بدون آسیب زدن به پوست یک لایه برداری عمیق انجام داد.

توجه: روی پوست های آسیب پذیر و شکننده و اطراف چشم مصرف نشود.

- سری با سوراخ بزرگ (مکش قوی):

این سری دارای دایره بزرگ و مکش قوی و مناسب برای تخلیه جوش های سر سیاه، چربی پوست، تمیز شدن منافذ از لوازم آرایشی و آلودگی های روزمره می باشد. بهتر است پوست های حساس و شکننده با دقت و ملایمت بیشتری از این سری استفاده کنند.

• هفته ای یکبار و هر بار کمتر از ۵ دقیقه مصرف شود.

• اطراف چشم مصرف نشود.

- سری با سوراخ کوچکتر (مکش معمولی):

این سری کوچکتر با مکش کمتر مناسب استفاده در نواحی کمی حساس تر پوست برای خارج کردن چربی، آلودگی ها و مواد آرایشی می باشد

- سری بیضی شکل:

این سری برای استفاده روزانه در نواحی با دسترسی سخت مثل شیار چروک ها، گوشه و اطراف لب و اطراف بینی مناسب می باشد. بهتر است در نواحی حساس روی پوست پس از قرار دادن روی سطح پوست سریها آن را بکشید و جدا نمایید و اینکار را مجدد با سرعت زیاد انجام دهید. همچنین توصیه می شود حرکت دستگاه از پایین به سمت بالا انجام شود؛ این کار باعث سفت شدن و لیفت پوست صورت می گردد.



- ماساژ با سری صاف (بلو-ری):

عملکرد ضد باکتریایی این نور باعث استریلیزاسیون و پاکسازی پوست می‌شود. بهترین روش استفاده از دستگاه با این سری این صورت است: بعد از پاکسازی جوش‌های سرسیاه توسط سری‌های مکنده میکرودرم دستگاه را در حالت نور آبی قرار دهید، سپس شروع به ماساژ صورت با پرتو آبی نمایید. در این حالت عمق روزه‌های پوست وارد فعالیت ضد جوش می‌شود. فناوری پرتو آبی با کم کردن فعالیت باکتری‌های مولد جوش باعث کاهش سرعت و عدم شیوع جوش‌های فعال پوستی می‌گردد.



سری با سوراخ کوچکتر



سری میکروکریستالی



سری بیضی شکل



سری با سوراخ بزرگ

راهنمای استفاده از دستگاه میکرودرم خانگی AG:

- قبل از اولین استفاده دو ساعت شارژ اولیه انجام شود.

- یک بار فشار دادن دکمه پاور = قدرت مکش ضعیف

- دوبار فشار دادن دکمه پاور = قدرت مکش متوسط

- سه بار فشار دادن دکمه پاور = قدرت مکش قوی

- پنج بار فشار دادن دکمه پاور = دستگاه خاموش می‌شود



نکات مهم هنگام استفاده از میکرودرم خانگی AG

همیشه دستگاه را به یک جهت روی پوست بکشید.
زمان هر بار قرار گرفتن دستگاه در معرض پوست، کوتاه باشد.
برای خطوط صورت از سری بیضی شکل استفاده کنید.
سرعت مکش را با توجه به نوع پوستتان تنظیم کنید.
در قسمت صورت و گونه‌ها به سمت روی پوست کشیده شود.
بیشتر از پنج دقیقه در کل صورت مصرف نکنید.
حتماً بعد از پاکسازی و لایه برداری از ماساژ بلو-ری (پرتوی آبی) استفاده کنید.

نکات ایمنی استفاده از دستگاه میکرودرم خانگی AG

مطمئن شوید فیلتر در دستگاه قرار داشته باشد، خیس نباشد و حتماً قبل از استفاده پوستتان را خشک نمایید. در غیر این صورت ورود آب‌های کثیف روی پوست به داخل دستگاه باعث بسته شدن مسیر مکش آن و کارکرد غیرعادی دستگاه می‌شود.

قبل از مصرف دستگاه دستبند، گردنبند، گوشواره‌ها، لنزها و ... را خارج کنید تا از هر آسیب غیرمنتظره جلوگیری شود.

قبل از استفاده از میکرودرم AG دست‌های خود را خشک کنید تا مانع ورود آب به دستگاه شوید.

دستگاه میکرودرم AG برای مصرف اطراف چشم، پلک‌ها، گوش و گردن مناسب نمی‌باشد و در صورت استفاده در این نواحی امکان آسیب رسیدن به پوست وجود دارد.

دستگاه میکرودرم AG مناسب استفاده روی نواحی که تحت عمل جراحی قرار گرفته‌اند نمی‌باشد و افراد با مشکل قلبی بهتر است از دستگاه استفاده نکنند.

در صورت احساس غیرعادی حین مصرف میکرودرم AG سریعاً ادامه استفاده را متوقف کنید.

تمیز کردن و تعمیرات روی دستگاه خاموش انجام شود.



مطمئن شوید فیلتر در دستگاه قرار داشته باشد، خیس نباشد و حتماً قبل از استفاده پوستتان را خشک نمایید. در غیر این صورت ورود آب‌های کثیف روی پوست به داخل دستگاه باعث بسته شدن مسیر مکش آن و کارکرد غیرعادی دستگاه می‌شود.

قبل از مصرف دستگاه دستبند، گردنبند، گوشواره‌ها، لنزها و ... را خارج کنید تا از هر آسیب غیرمنتظره جلوگیری شود.

قبل از استفاده از میکرودرم AG دست‌های خود را خشک کنید تا مانع ورود آب به دستگاه شوید.

دستگاه میکرودرم AG برای مصرف اطراف چشم، پلک‌ها، گوش و گردن مناسب نمی‌باشد و در صورت استفاده در این نواحی امکان آسیب رسیدن به پوست وجود دارد.

دستگاه میکرودرم AG مناسب استفاده روی نواحی که تحت عمل جراحی قرار گرفته‌اند نمی‌باشد و افراد با مشکل قلبی بهتر است از دستگاه استفاده نکنند.

در صورت احساس غیرعادی حین مصرف میکرودرم AG سریعاً ادامه استفاده را متوقف کنید.

تمیز کردن و تعصیرات روی دستگاه خاموش انجام شود.



Before



After



Before



After

نحوه شارژ دستگاه:

کلید شارژها ۲ ساعت می باشد
گارانتی دستگاه:

۱. دستگاه میکرودرم AG دارای ۱ سال گارانتی است.
۲. دوره ۱ سال گارانتی دستگاه از زمان خرید محاسبه خواهد شد.
۳. مشکلاتی که به علت کیفیت ساخت دستگاه یا قطعات آن برای میکرودرم پیش بیایند، شامل گارانتی شده و دستگاه شما تعویض خواهد شد.
۴. در صورتی که دستگاه باز شود از گارانتی خارج می شود. صدمات ناشی از ضربه به میکرودرم شامل گارانتی نمی شود.
۵. صدمات ناشی از استفاده نادرست از دستگاه و هرگونه خدشه و ضربه در سطح میکرودرم که در اثر ضربه ایجاد شده باشند، شامل گارانتی نیستند.
۶. برای استفاده از گارانتی دستگاه نیاز است هدرکی برای اثبات زمان گارانتی میکرودرم خود داشته باشید، لذا برچسب گارانتی تاریخ دار را نزد خود نگهدارید.

