



دستگاه درما-اف

درما-اف یک دستگاه درم ابریژن فراصوتی است که هم برای استفاده در خانه و هم برای مصارف حرفه‌ای کاربرد دارد. این دستگاه به کمک خصیصه الکترونیکی فراصوتی یون‌ها حباب‌های بسیار ریز با سرعت بالا تولید می‌کند که به تمیز کردن، جوان‌سازی و تغذیه پوست می‌انجامد.

این وسیله جزو دستگاه‌های حرفه‌ای در دسته آرایشی-بهداشتی است که به سلامت و زیبایی پوست شما می‌افزاید. شما می‌توانید با فشار دادن فقط یک دکمه، از سه سیستم مختلف استفاده کنید.



نحوه استفاده از دستگاه

مرحله اول : پس از روشن کردن دستگاه سوئیچ برق را سه بار لمس کنید، با این کار لامپ لیفتینگ روشن می‌شود و دستگاه آماده شروع کار است.

مرحله دوم : تیغه دستگاه را روی پوست مالش دهید. در مدتی که جریان ماساژ از طریق نوک دست شما عبور کند باید با انگشت محل را لمس کنید. اگر هنگام کار با دستگاه از دستکش استفاده کنید، هیچ اثر یونی نخواهید داشت. زمان این حالت ۵ دقیقه می‌باشد و دستگاه پس از این مدت به طور اتوماتیک خاموش می‌شود. در انتها با تکان دادن دستگاه، آب روی تیغه را از آن جدا کنید.



امتیازات درم ابریژن فراصوتی

- مؤثر و سریع

- درمان کاملاً بدون درد (بر خلاف درمان‌های درم ابریژن مرسوم)

- استفاده بسیار آسان با تنظیمات حرفه‌ای متعدد

- وسیله‌ای کم حجم و ظریف

- باتری لیتیومی قابل شارژ با تکنولوژی شارژ سریع

- از بین بردن چین و چروک صورت و لیفتینگ پوست

- لایه برداری، احیا، پاکسازی و از بین بردن جوش

- آبرسانی پوست

- جوان سازی و شفاف نمودن پوست

- دستگاه حرفه‌ای زیبایی غیر تهاجمی

- تغییرات پوست در همان جلسه اول

- کیفیت عالی و کارایی بالا

